

Универсальный раствор РеНю МультиПлюс (вкладыш-инструкция)

Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, прочитайте внимательно и сохраните.

Bausch & Lomb РеНю МультиПлюс универсальный раствор.

Включает HYDRANATE® для удаления протеинов

Комфорт Новых Линз

Увлажнение, Очистка, Дезинфекция, Смазка, Промывка, Хранение, Удаление протеиновых отложений

Состав:

стерильный изотонический раствор, содержащий борную кислоту, динатрий эдетат, натрий борат и натрий хлорид; активные компоненты: DYMED® (полиаминопропил бигуанид) 0,0001%, HYDRANATE® (гидроксиалкилфосфонат) 0,03%, полоксамин 1%.

Действие: Очищает, нейтрализует и удаляет, образовавшуюся в процессе ношения пленку, протеиновые отложения и другие загрязнения с мягких контактных линз. Уничтожает патогенные микроорганизмы на поверхности линз. Используется для промывки, хранения и увлажнения.

Показания к применению: Универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюс применяется для химической (не термической) дезинфекции, для ежедневной очистки, ежедневного удаления протеинов, смазки, промывки и хранения всех мягких контактных линз в соответствии с рекомендациями Вашего офтальмолога. Срок годности 2 года.

- знак на дне упаковки рядом с датой означает годность до указанной даты.

Инструкции:

Всегда мойте руки перед обработкой линз. Снятые линзы следует тщательно очистить, промыть и положить на хранение в свежий раствор для их дезинфекции.

Для очистки, дезинфекции и ежедневного удаления протеиновых отложений следуйте нижеприведенным простым правилам. Эта ежедневная процедура рекомендована компанией Bausch & Lomb для здорового и комфортного ношения контактных линз:

Шаг 1: Поместите 3 капли универсального раствора РеНю МультиПлюс на каждую поверхность линзы и мягко потрите 10 секунд каждую сторону линзы.

Шаг 2: Промойте каждую сторону линзы в течении 5 секунд универсальным раствором РеНю МультиПлюс.

Шаг 3: Положите очищенную контактную линзу в соответствующее отделение контейнера для линз и наполните свежим универсальным раствором РеНю МультиПлюс. Оставьте по меньшей мере на 4 часа. Помните, всегда надо использовать свежий раствор – никогда не используйте дважды один и тот же раствор.

Всегда следуйте рекомендациям врача-офтальмолога. На основании Вашей индивидуального химического состава слезы и режима ношения линз, офтальмолог может рекомендовать Вам дополнительные средства или процедуру ухода. Ваш офтальмолог может также рекомендовать альтернативную процедуру ухода без этапа механической очистки. В этом случае, для очищения, дезинфекции и ежедневного удаления протеина без этапа механической очистки, выполняйте только Шаг 2 и Шаг 3, как вышеописано.

Если на Ваших линзах остались соринки ополосните линзы универсальным раствором РеНю МультиПлюс. Вылейте из контейнера для линз универсальный раствор Bausch & Lomb РеНю МультиПлюс затем ополосните контейнер свежим универсальным раствором РеНю МультиПлюс.

Оставьте контейнер с открытыми крышечками до полного высыхания. Закрутите крышечки. Ваш контейнер снова готов к использованию.

Хранение: Вы можете хранить Ваши линзы в неоткрываемом контейнере для линз максимум до 30 суток. Если Ваши линзы хранятся более длительный период, они должны быть очищены и продезинфицированы свежим универсальным раствором РеНю МультиПлюс каждые 30 дней до использования.

Еженедельный уход

Для удаления с линз протеиновых отложений не требуется ферментный очиститель. Ежедневное использование универсального раствора BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюс способствует постоянному удалению протеинов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При уходе за линзами следуйте рекомендациям Вашего офтальмолога. Несоблюдение описанных выше процедур может привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний глаз.
- Всегда мойте руки перед обработкой линз.
- Меняйте универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюс в контейнере после каждого использования.
- Если у Вас аллергия на какой-либо компонент данного раствора, не используйте раствор.
- Не используйте раствор из флакона, вскрытого более 6 месяцев назад.
- Используйте до указанной даты истечения срока, указанной на упаковке и флаконе.
- Не касайтесь наконечником флакона каких-либо поверхностей или глаз, это может привести к загрязнению раствора или повреждению глаз. Закрывайте флакон колпачком, когда не используете раствор.
- Не используйте повторно этот раствор.
- Не применяйте в сочетании с этим раствором другие лекарственные препараты, если это не предписано вашим врачом.
- Не используйте универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюс для дезинфекции термическим методом.
- Храните в недоступных для детей местах.

Внимание: Если возникают и не проходят такие явления как покраснение глаз, избыточное выделение слезы, ухудшение зрения, то немедленно прекратите применение этого средства и обратитесь к своему офтальмологу.